

ageLOC Boost™ System

Ditt ultimata system för ökad lyster

Storlek på ageLOC Boost Activating Serum: 40 ml

Ge din hud en strålande lyster. Detta system kombinerar tekniken med modulerande mikroströmpulser i ageLOC Boost-apparaten med de kraftfulla ingredienserna i vårt Activating Serum för att väcka nytt liv åt din hy med strålande lyster. Det är helt enkelt strålande!



UPPTÄCK AGELOC BOOST

Glämgig och trött hud är inget för dig! Du vill ha en hy med vacker glöd, som känns bra och får dig att stråla inifrån och ut. Men vem har tid för det? Med ageLOC Boost och dess Activating Serum kommer du att ha det.

Apparaten ger dig teknologin och Activating Serum innehåller intressanta ingredienser, bland annat extrakt av strandlilja (CEA-odlad), som bidrar till att bromsa uppkomsten av mörka fläckar samt ageLOC-ingredienserna som riktar in sig på synliga tecken på hudens åldrande. Detta system tar fram hudens bästa sida: Din hy får synbart mer lyster, blir fylligare, mer elastisk och får en ungdomlig glöd och en jämn hudton – allt som krävs är två minuter per dag!

ORSAKER ATT ÄLSKA SYSTEMET

- Tar fram hudens naturliga skönhet för en fylligare och mer elastisk hy med ökad lyster.
- Motverkar tecken på för tidigt åldrande och gör att din hud ser ungdomligare ut längre.
- **Lystergivande blandning** (extrakt av strandlilja (*Pancreatium maritimum*-extrakt som odlas under kontrollerade förhållanden, CEA), derivat av C-vitamin (tetrahexyldecyl-askorbat) och niacinamid) har lystergivande fördelar som är grunden till en strålande vacker hy.
- **Extrakt av strandlilja** (CEA-odlad *Pancreatium maritimum*): hjälper till att bromsa uppkomsten av mörka fläckar.
- **Fruktextrakt av citruskaviar** (fruktextrakt av *Citrus australasica*) exfolierar skonsamt huden och främjar hudens cellförnyelseprocess, för att visa upp en synbart lenare, ungdomligare hy med stålande lyster.
- **Fyllande blandning** (fruktextrakt av äpple (fruktextrakt av *Pyrus malus*), extrakt av linser (extrakt av *Lens esculenta*), fruktextrakt av vattenmelon (fruktextrakt av *Citrullus lanatus*) och två typer av hyaluronsyra (*natriumhyaluron* och *natriumacetylerat hyaluronat*)) återfuktar, mjukgör och ger huden ett fylligare utseende.

- **ageLOC®-blandningen** inriktar sig på källan till hudens synliga ålderstecken för att hjälpa till att hålla din hud så ungdomlig och vacker som möjligt.

NYCKELFUNKTIONER

- Innehåller patentsökt teknologi med modulerande mikroströmpulser.
- Ger långvariga fördelar under dagen¹.
- Ger spa-liknande resultat hemma.
- Snabb och enkel användning (kräver bara två minuter per dag).

¹ Resultat erhållna från en professionell tredjepartsbedömning baserad på en sex veckors lång in vivo-konsumentstudie med 20 kvinnliga försökspersoner i åldrarna 25–40. Försökspersonerna använde ageLOC Boost Activating Serum med ageLOC Boost-apparaten en gång per dag i sex veckor.

VAD INNEBÄR TENIKEN MED MODULERANDE MIKROSTRÖMPULSER?

ageLOC Boost använder en patentsökt teknik med modulerande mikroströmpulser som sänder ut intermittenta, modulerade pulser till huden. Det som gör den så effektiv är att vågorna pulserar slumpmässigt och att polariteten ändras var 2,4 sekund, positiv till negativ o.s.v. Varför? Vid användning tillsammans med Activating Serum kommer mikrostömmen att optimera och aktivera huden för att göra den mer ungdomlig.

AGELOC BOOST ACTIVATING SERUM

ageLOC Boost Activating Serum, formulerat för att användas med apparaten, hjälper till att ge dig en ungdomligare hy med ökad lyster. Den innehåller lystergerivande ingredienser, en återfuktande fyllande blandning, fruktextrakt av citruskaviar som exfolierar huden försiktigt och vår egenskapade ageLOC-blandning som tar itu med synliga åldertecken direkt vid källan. Resultatet? En hy som är synbart mer elastisk och har en sund lyster. Dessutom innehåller Activating Serum extrakt av strandlilja som hjälper till att bromsa uppkomsten av mörka fläckar!

VISSTE DU ATT ...

Skillanden mellan ageLOC Boost och ageLOC Galvanic Spa

Båda systemen kan användas av alla (över 16 år) men det finns två viktiga skillnader mellan dem, och det börjar med de fördelar de har att erbjuda! ageLOC Galvanic Spa ger din hud anti-ageing-fördelar genom de kosmetiska produkter som har utformats att användas tillsammans med apparaten, såsom ageLOC Galvanic Spa Facial Gels. ageLOC Boost System är det perfekta verktyget för någon som vill utöka sin hudvårdsrutin och upprätthålla hudens naturliga skönhet genom att lägga till extra lyster, fyllighet och elasticitet. Dess Activating Serum ger huden lystergerivande fördelar och det inriktar sig på tecken på för tidigt åldrande för att ta fram hudens naturliga skönhet.

Den andra viktiga skillnaden är hur de fungerar. ageLOC Galvanic Spa använder direktström för att leverera ingredienserna till huden medan ageLOC Boost använder modulerande mikroströmpulser för att optimera och aktivera huden, vilket ger en ungdomligare hy.

Kontrollerade odlingsförhållanden


ageLOC Boost Activating Serum innehåller extrakt av strandlilja (extrakt av *pancratium maritimum*), en ingrediens odlad i en kontrollerad miljö (CEA). CEA-ingredienser odlas inom en sluten miljö, vilket garanterar spårbarhet och hållbarhet från frö till produkt. Grovix är Nu Skins innovativa initiativ för att odla och skörda ingredienser på det här sättet. Om du ser Grovix®-logotypen på Nu Skins produktförpackning innebär det att produkten innehåller minst en ingrediens som odlats i en kontrollerad miljö.

ANVÄNDNING/APPLICERING


Använd detta system **en gång per dag**.

Förberedelse: Använd efter valfri rengöringsprodukt och ansiktsvatten från Nu Skin.

Steg 1: Slå på apparaten genom att svepa fingret uppåt längs hela styrplattan.




Steg 2: Använd tre pumptryck av ageLOC Boost Activating Serum som du trycker ut på apparatens ledande yta. Sprid över ena halvan av ansiktet.



Steg 3: Börja applicera genom att svepa fingret uppåt längs hela styrplattan. Stryk den ledande ytan över ansiktet med uppåt- och utåtriktade rörelser.




Steg 4: Upprepa STEG 2 OCH 3 på andra halvan av ansiktet.



Steg 5: Apparaten stängs av automatiskt. Överblivet Activating Serum masserar du in i huden och fortsätter sedan med din dagliga hudvårdsrutin.

KLINISKA STUDIER

Nu Skin beställde en klinisk tredjepartsstudie för att utvärdera effektiviteten hos ageLOC Boost-systemet (apparat och ageLOC Boost Activating Serum). Studien inkluderade 32 kvinnliga försökspersoner, alla i åldrarna 25–40 år, som använde systemet en gång per dag i 12 veckors tid.



Vid slutet av studien genomfördes en klinisk bedömning som observerade flera olika hudgenskaper. Försökspersonernas hy hade synbart fått 90 % mer elasticitet, 103 % mer fyllighet, 104 % mer fasthet och 75 % mer lyster än före första användning. Huden hade även blivit 64 % mjukare och 66 % slätare.

När vi frågade vad de tyckte om systemet ansåg 91 % av försökspersonerna att systemet är en välkommen skönhetsboost i deras dagliga skönhetsrutin. De märkte också att deras hudton hade blivit 54 % jämnare och att huden kändes 66 % mer återfuktad!

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- **ageLOC LumiSpa System** – Detta dubbelagerade system ger en grundlig rengöring och en vackert fräsch och ungdomlig hy som får dig att känna dig strålande vacker på bara två minuter.

- **In Balance pH Balance Toner** – Håller din hud balanserad genom att justera sig efter hudens optimala pH-värde och upprätthålla dess naturliga fuktbarriär – ger en fräsch och strålande hy med minimala insatser.
- **Celltrex Always Right** – Detta lätta och snabbabsorberande serum innehåller en smart HydraFlex-blandning som tillhandahåller mer eller mindre fukt beroende på hudens behov under dagen. Hjälper till att skydda mot dagliga stressfaktorer som sena kvällar, hektiska dagar och stadsföroreningar.
- **Thirst Fix** – Återfuktar snabbt din törstiga hud och skapar en fräsch känsla du kommer att älska.

VANLIGA FRÅGOR

När bör jag använda ageLOC Boost?

Du kan använda ageLOC Boost när du vill. Vi rekommenderar dock att du använder systemet som en del av din morgonrutin, så att din hy får en boost som räcker hela dagen¹.

Är strandlilja hållbart framtagen?

Pancreatium maritimum, känd som strandlilja, växer på sandiga stränder i närheten av havet och exponeras gärna för solen. Eftersom det är en skyddad art har vår tillverkare odlat sina egna kulturer i växthus.

Kan jag använda ageLOC Boost i duschen?

Du bör inte använda ageLOC Boost-apparaten i duschen eller badet eftersom denna apparat inte är vattentät (den är dock vattenavvisande). Du bör även använda systemet efter duschen eftersom Activating Serum är en produkt som lämnas kvar på huden och inte ska sköljas bort.

Kan jag använda vilken produkt som helst med ageLOC Boost?

Activating Serum är särskilt formulerat för att erbjuda optimal ledning med de unika modulerande

mikroströmpulserna och du bör inte använda din apparat med någon annan produkt. Det enda sättet att garantera att din hud nyttjar alla fördelar av ageLOC Boost-systemet är att använda det i sin helhet.

Varför måste jag applicera Activating Serum på apparatens ledande yta istället för direkt på min hud?

Detta är för att garantera att strömmen leds på ett effektivt sätt. Om du applicerar produkten direkt på huden kan Activating Serum delvis torka ut på en del av ditt ansikte innan det når av apparaten. Det är också därför vi föreslår att man använder apparaten på en sida av ansiktet åt gången.

VARNING!

Säkerhetsåtgärder: Fråga din läkare innan du använder apparaten om du är gravid, använder pacemaker eller liknande apparater, har epilepsi, bär tandställning av metall, har metallimplantat eller om du har någon sjukdom. Använd enbart produkten i enlighet med det som beskrivs i bruksanvisningen till ageLOC Boost.

INGREDIENSER

Aqua, Glycerin, Butylene glycol, Dimethicone, Polyglyceryl-6 Distearate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium PCA, Sodium Lactate, Mannitol, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Niacinamide, Citrullus Lanatus Fruit Extract, Jojoba Esters, Lens Esculenta Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Phospholipids, Ethylhexylglycerin, Microcitrus Australasica Fruit Extract, Pancreatium Maritimum Extract, Ergothioneine, Propanediol, Polyglyceryl-6 Polyricinoleate, Polyglyceryl-3 Beeswax, Sodium Acrylates Copolymer, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoyl Ether, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide, Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Benzoic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.